



Produktinformation

Pulse-Lavage-System



Pünktlich zum zehnjährigen Produktjubiläum im Jahr 2020 stellen wir Ihnen die neue Antriebsgeneration Neptunus eMotion vor. Sie sind Orthopäde oder Unfallchirurg und wollen auf dem aktuellen Stand der Zementiertechnik arbeiten? Ihnen ist die Effektivität Ihrer Pulse Lavage sehr wichtig und Sie legen Wert auf eine hohe Spülleistung mit einer wirkungsvollen Absaugung? Dann wird Ihnen das neue Neptunus-eMotion-System gefallen. Damit setzen Sie auf eine zeitgemäße Technologie und umweltschonendes Arbeiten. Gehen Sie mit uns einen wertvollen Schritt in Richtung Zukunft. Die Funktionalität des Systems und die römische Mythologie inspirierten uns dazu, unser System nach Neptun, dem Gott der fließenden Gewässer, zu benennen.


UPDATE



10 % leichter



Leistungsstärker




Intuitive Bedienung



Patentierte Elektrotechnologie



Umweltschonend



UDI-Kennzeichnung



Spülsets

Verarbeitung hochwertigster Materialien

Alle flexiblen Materialien sind

PVC/Phthalate/Latex-frei,

geprüft und ausgezeichnet

mit dem „Phthalate Free“-Siegel.

Das bestätigt Ihnen auch der Test

unserer Sets beim Fresenius Institut.

Mehr dazu auf unserer Website

www.interatio-meditec.de



Neptunus eMotion ist unsere Botschaft und Vision für eine nachhaltige und umweltfreundliche Zukunft! Die patentierte Elektrotechnologie mit zwei wählbaren Leistungsstufen ermöglicht Ihnen ein zielgerichtetes Arbeiten. Der hohe Spüldruck bei gleichzeitig geräuscharmem Betrieb ist unser einzigartiges Qualitätsmerkmal. Die aus einem Stück gefertigte Aluminiumhülle überzeugt durch Ergonomie und Robustheit. Dank der Verwendung von Phthalate-freien Spülaufsätzen schaffen Sie für Ihre Patienten ein hohes Maß an Sicherheit. Das Pulse-Lavage-System ist eine wichtige Grundlage für nachhaltige Zementiererfolge. Wir sind überzeugt: Der beste Ort für das Neptunus eMotion Pulse Lavage ist Ihr OPI!

Das sagen Kunden über das Neptunus eMotion Pulse Lavage:



Seit mehreren Jahren arbeiten wir bei Knieendoprothesenimplantationen mit dem Neptunus-Pulse-Lavage-System. Warum sich dieses System bewährt hat? Erstens ist die Effektivität dieser Jet Lavage im Vergleich zu Mitbewerbern sehr hoch, da man abhängig von der Knochenstruktur intuitiv zwischen zwei Intensitätsstufen wählen kann. Andererseits ist das ausgewogen fixierte, aber abnehmbare Frontteil auch universell zum Spülen für schlecht zugängliche Gelenkanteile einsetzbar. Die Form und Materialkonsistenz des Aufsatzes ermöglicht eine Spülung ohne relevante Streuung bei effektiver Absaugung. Der Wechsel des Absaugschlauches an der OP-Saal-Saugereinheit ist nicht notwendig. Vom Umweltaspekt her punktet die Lavage durch Mehrfachverwendbarkeit und PVC/Phthalate-freie Materialien. Das neue Neptunus-eMotion-Modell ist noch handlicher, leiser und effektiver. Wir können dieses System deshalb nur weiterempfehlen.

Priv.-Doz. Dr. med. Jens Anders | Chefarzt und Stellvertretender ärztlicher Direktor | Klinik für Orthopädie, Kliniken Dr. Erlar in Nürnberg (vorher: Verwendung v. herkömmlichen Einwegsystemen)

Das Neptunus-eMotion-Pulse-Lavage-System im Detail



Einfacher Bajonettverschluss

Intuitive Bedienung

Patentierte Elektrotechnologie

Starke Eigenschaften

Zwei Leistungsstufen: High/Low

Leistungsstarker Spüldruck durch Elektrotechnologie zur Reinigung und zielgerichteten Verankerung im Knochen

Anpassungsfähiger- und abnehmbarer Spritzschutz mit Stoppfunktion

Bewährte Größe der Absaugung für sicheren Ablauf loser Knochen und Gewebepartikel

Geräuscharmer Betrieb

Umweltschonend dank der Kombination aus bewährter Technik, Mehrweghandstück und Einmalsets.

Hergestellt in Deutschland

Produkt

Handstück
Kabel
Netzteil

Neptunus Hüfte-Knie-Set mit Absaugung

Inhalt pro Set/Bezeichnung

Antriebseinheit
Elektronisches Steuerkabel
Netzteil

Spülset mit Absaugung inkl. Spüldüse kurz, Spüldüse lang und Spritzschutz

Menge pro VE

1 Stück
1 Stück
1 Stück

10 Stück

Bestell-Nr.

NES-001
NES-002
NES-003

OMP-9100



INTERATIO-MediTec
Medizintechnik Vertriebs-GmbH
Hochstraß 5
94377 Steinach

+49 9428 90190-0

info@interatio-meditec.de